

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-P63 Per Ihc-P, Elisa - Q9H3D4

Numero articolo: CM0011853



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-p63 per IHC-P ed ELISA. Reagisce con uomo, topo e ratto. Adatto alla ricerca sulla morfogenesi epiteliale e sulla biologia delle cellule staminali. SWISS: Q9H3D4.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	p63 mAb di coniglio
Note/alias	AIS; KET; LMS; NBP; RHS; p40; p51; p63; EEC3; OFC8; p73H; p73L; SHFM4; TP53L; TP73L; p53CP; TP53CP; B(p51A); B(p51B)
Specie	Uomo
ID del gene	8626 (uomo)
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 581-680 del p63 umano (NP_003713.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q9H3D4
Peso della proteina	45-77 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante