

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-P63 Per Wb, Elisa, Chip - Q9H3D4

Numero articolo: CM0005135



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità mirato alla p63 umana (TP63). Validato per WB, ELISA e ChIP, rileva la p63 umana e del ratto con un peso molecolare di 45-77 kDa. Ideale per lo studio della regolazione della trascrizione, della morfogenesi epiteliale e dello sviluppo degli arti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	p63 mAb coniglio
Note/Alias	AIS; KET; LMS; NBP; RHS; p40; p51; p63; EEC3; OFC8; p73H; p73L; SHFM4; TP53L; TP73L; p53CP; TP53CP; B(p51A); B(p51B)
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8626
GeneID	8626
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 581-680 della p63 umana (NP_003713.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA, ChIP
Reattività crociata	Umano, Ratto
SWISS	Q9H3D4
Peso proteico	45-77 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio