

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-P63 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H3D4

Numero articolo: CM0003385



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio che mira alla p63 umana (Proteina tumorale 63). Validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce incrociato con umano e topo. Adatto per la ricerca sullo sviluppo epiteliale e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	p63 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	AIS; KET; LMS; NBP; RHS; p40; p51; p63; EEC3; OFC8; p73H; p73L; SHFM4; TP53L; TP73L; p53CP; TP53CP; B(p51A); B(p51B)
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	8626
ID Gene	8626
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-203 della p63 umana (Q9H3D4).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse
SWISS	Q9H3D4
Peso proteico	45-77 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio