

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-P63 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9H3D4

Numero articolo: CM0019873



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro p63 umano (TP63), adatto per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Riconosce le specie umana, murina e ratto. Ideale per la ricerca sulla regolazione della trascrizione e sulla morfogenesi epiteliale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	p63 Rabbit pAb
Note/alias	AIS, KET, LMS, NBP, RHS, p40, p51, p63, EEC3, OFC8, p73H, p73L, SHFM4, TP53L, TP73L, p53CP, TP53CP, B(p51A), B(p51B)
Specie	Uomo
GeneID (umano)	8626
GeneID	8626
Immunogeno	Peptide sintetico, un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 166-362 di p63 umano (NP_001108452.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q9H3D4
Peso della proteina	45-77 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante