

Anticorpo Monoclonale Anti-P70 S6 Kinase 1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P23443

Numero articolo: CM0011979



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio Anti-p70 S6 Kinase 1 di alta qualità convalidato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Bersaglia la chinasi a valle chiave di mTOR che regola la traduzione e la crescita cellulare. Per la ricerca IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	p70 S6 Kinase 1 Rabbit mAb
Note/Alias	S6K; PS6K; S6K1; STK14A; p70-S6K; p70 S6KA; p70-alpha; S6K-beta-1; p70(S6K)-alpha; p70 S6 Kinase 1
Specie	Umano
GeneID	6198
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 1-100 della p70 S6 Kinase 1 umana (NP_003152.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P23443
Peso proteico	59 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio