

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-P70 S6 Kinase 1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P23443

Numero articolo: CM0021499



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che si lega alla p70 S6 Kinase 1 umana (RPS6KB1). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; cross-reagisce con topo, ratto. Ideale per ricerche sulla segnalazione mTOR e sulla proliferazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	p70 S6 Kinase 1 Rabbit pAb
Note/Alias	S6K; PS6K; S6K1; STK14A; p70-S6K; p70 S6KA; p70-alpha; S6K-beta-1; p70(S6K)-alpha; p70 S6 Kinase 1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6198
GeneID	6198
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 421-520 della p70 S6 Kinase 1 umana (NP_003152.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P23443
Peso proteico	59kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio