

Anticorpo Policlonale Anti-P70 S6 Chinasi 2 Per Wb, Elisa - Q9Ubs0

Numero articolo: CM0014524

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la p70 S6 chinasi 2 umana (RPS6KB2) per applicazioni di Western blot ed ELISA. Reagisce crociatamente con topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla segnalazione mTOR, la crescita cellulare e il cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	p70 S6 chinasi 2, pAb di coniglio
Note/alias	KLS; SRK; S6K2; S6KB; STK14B; S6KI(2); S6Kbeta; p70S6Kb; P70-beta; S6K-beta2; P70-beta-1; P70-beta-2; p70(S6K)-beta; p70 S6 chinasi 2
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	6199
GeneID	6199
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-170 della p70 S6 chinasi 2 umana (NP_003943.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q9UBS0
Peso della proteina	53 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante