

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-P73 Per Wb, Ihc-P, Elisa - O15350

Numero articolo: CM0006984



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio targeting della p73 umana (O15350). Validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con la p73 di topo e ratto. p73 è un fattore di trascrizione correlato a p53 coinvolto nell'apoptosi, nella soppressione tumorale e nella ciliogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	p73 Rabbit mAb
Note/Alias	P73; CILD47; p73
Specie	Umana
ID gene	7161
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della p73 umana (O15350).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	O15350
Peso proteico	70 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio