


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-P75Ntr/Ngfr Per Wb, Elisa - P08138

Numero articolo: CM0020352



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro p75NTR/NGFR umano, validato per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla segnalazione delle neurotrofine e la differenziazione neuronale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	p75NTR/NGFR Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	CD271; p75NTR; TNFRSF16; p75(NTR); Gp80-LNGFR; p75NTR/NGFR
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	4804
GeneID	4804
Immunogeno	Peptide sintetico
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P08138
Peso proteico	45kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio