

Anti-P75Ntr/Ngfr Rabbit Polymab® Per Wb, Ihc-P, Elisa - P08138 / Q9Z0W1

Numero articolo: CM0012125



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che targeting p75NTR/NGFR per western blot, IHC-P ed ELISA. Riconosce NGFR umano e murino con reattività crociata al ratto. Ideale per studi sulla segnalazione delle neurotrofine, sul destino cellulare e sul metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	p75NTR/NGFR Rabbit PolymAb®
Note/Alias	CD271; p75NTR; TNFRSF16; p75(NTR); Gp80-LNGFR
Specie	Umano/Mouse
GeneID (Umano)	4804
GeneID	4804/18053
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 300-400 di p75NTR/NGFR umano (NP_150086.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P08138/Q9Z0W1
Peso Proteico	45kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio