


Anticorpo Policlonale Anti-Pabpc1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P11940

Numero articolo: CM0015808



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia PABPC1 umano, validato per western blot, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sul metabolismo e la traduzione dell'mRNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAbPC1 Rabbit pAb
Note/Alias	PAB1; PABP; PABP1; PABPC2; PABPL1; pAbPC1
Specie	Uomo
ID gene (umano)	26986
ID gene	26986
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P11940
Peso proteico	71kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio