

Anticorpo Policlonale Anti-Pabpc4 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13310

Numero articolo: CM0028445

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PABPC4 umano. Applicazioni: WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA - Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per lo studio del legame poly(A) dell'mRNA e della regolazione post-trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PABPC4 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	APP1, APP-1, PABP4, IPABP, PABPC4
Specie	Umano
GenelD (Umano)	8761
GenelD	8761
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 350-450 del PABPC4 umano (NP_003810.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13310
Peso proteico	71kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio