

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pabpc5 Per Wb, Elisa - Q96Du9

Numero articolo: CM0027003

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato a PABPC5 (proteina legante il poliadenilato 5) per applicazioni di Western blot e ELISA. Dimostra reattività crociata con le specie umana e murina. Ideale per la ricerca IVD sul metabolismo dell'mRNA e sui processi di regolazione citoplasmatica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PABPC5 Rabbit pAb
Note/Alias	PABP5; PABPC5
Specie	Umano
GeneID (Umano)	140886
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-382 di PABPC5 umano (NP_543022.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q96DU9
Peso proteico	43kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio