

## Anticorpo Policlonale Anti-Pabpn1 Per Wb E Elisa - Q86U42

Numero articolo: CM0028652



### introduzione

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-PABPN1 Umano validato per WB e ELISA. Rileva PABPN1 Umano e del Topo, una proteina nucleare legante il poli(A) coinvolta nella elaborazione dell'estremità 3' dell'mRNA. Ideale per la ricerca sul metabolismo dell'mRNA e sulla distrofia muscolare.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | PABPN1 Coniglio pAb                                                                                                   |
| Note/Alias            | OPMD; PAB2; PABII; PABP2; PABP-2; PABPN1                                                                              |
| Specie                | Umano                                                                                                                 |
| Gene ID               | 8106                                                                                                                  |
| Immunogeno            | Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 del PABPN1 umano (NP_004634.1) |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                              |
| Categoria             | Anticorpi Policlonali                                                                                                 |
| Applicazione          | WB, ELISA                                                                                                             |
| Reattività Incrociata | Umano, Topo                                                                                                           |
| SWISS                 | Q86U42                                                                                                                |
| Peso Proteico         | 33kDa                                                                                                                 |
| Spedizione            | Borsa del ghiaccio                                                                                                    |