

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Pabpn1 Per Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q86U42

Numero articolo: CM0003130



introduzione

Reagisce con PABPN1 umano, murino, ratto; adatto per Western blot, immunofluorescenza, IHC ed ELISA; mira a una proteina nucleare legante il poli(A) coinvolta nella lavorazione dell'mRNA e nella regolazione dei geni muscolari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PABPN1 Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	OPMD, PAB2, PABII, PABP2, PABP-2, PABPN1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	8106
ID Gene	8106
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 del PABPN1 umano (Q86U42).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q86U42
Peso Proteico	31kDa/33kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio