


Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Pacsin2 Per Wb, Elisa - Q9Unf0

Numero articolo: CM0022742



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit contro PACSIN2 (Sindapina-2), convalidato per WB e ELISA su campioni umani e murine. PACSIN2 regola la morfogenesi delle caveole, l'endocitosi e la diffusione dell'HIV-1.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PACSIN2 Rabbit pAb
Note/Altri nomi	SDP11; PACSIN2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	11252
GeneID	11252
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 240-410 di PACSIN2 umano (NP_009160.2)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q9UNF0
Peso proteico	56kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio