

Anticorpo Policlonale Anti-Pacsin3 Per Wb Ed Elisa - Q9Uks6

Numero articolo: CM0030020

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PACSIN3, adatto per Western blotting ed ELISA. Rileva PACSIN3 umano, murino e di ratto, una proteina coinvolta nell'endocitosi e nel traffico delle proteine di membrana.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PACSIN3 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	SDP11; PACSIN3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	29763
GeneID	29763
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 175-424 di PACSIN3 umano (NP_057307.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UKS6
Peso Proteico	48kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio