

Anticorpo Policlonale Anti-Padi1 Di Coniglio Per Wb Ed Elisa - Q9ULc6

Numero articolo: CM0016368



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PADI1 umano, adatto per WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Utilizzato per lo studio della proteina arginina deiminasi nei cheratinociti epidermici. Solo per uso di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PADI1 Rabbit pAb
Note/Alias	PDI; PAD1; PD11; HPAD10; PADI1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	29943
GeneID	29943
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-277 di PADI1 umano (NP_037490.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9ULC6
Peso Proteico	75kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio