

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Padi1/Pad1 Per Wb, Elisa - Q9Ulc6

Numero articolo: CM0007636



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro PADI1/PAD1 umano, validato per WB ed ELISA, con reattività crociata con il topo. Ideale per lo studio della citrullinazione delle proteine e della biologia epidermica. Peso molecolare previsto di 74 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio PADI1/PAD1
Note/alias	PADI1; HPAD10; PAD1; PDI; PDI1; peptidil arginina deiminasi 1; PADI1/PAD1
Specie	Umano
ID del gene (umano)	29943
ID del gene	29943
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-277 di PADI1/PAD1 umano (NP_037490.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	Q9ULC6
Peso della proteina	74 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante