

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Padi2 Per Wb, Elisa - Q9Y2J8

Numero articolo: CM0015904



introduzione

pAb di coniglio anti-PADI2 (Q9Y2J8) è un anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la deiminasi dell'arginina proteica di tipo 2. Validato per WB ed ELISA con reattività crociata nell'uomo, è adatto per applicazioni di ricerca IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-PADI2
Note/alias	PAD2; PDI2; PAD-H19; PADI2
Specie	Uomo
ID del gene	11240
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-200 della PADI2 umana (NP_031391.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q9Y2J8
Peso della proteina	76 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante