

Anticorpo Policlonale Anti-Padi4 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Um07

Numero articolo: CM0022598



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro PADI4 umano (deiminasi dell'arginina proteica di tipo 4). Validato in WB, IHC-P, ELISA. Reagisce crociatamente con antigeni umani, murini e di ratto. Adatto per lo studio della decondensazione della cromatina, della NETosi e della regolazione genica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	PADI4 Rabbit pAb
Note/alias	PAD; PAD4; PDI4; PDI5; PADI5; PADI4
Specie	Umano
GeneID (umano)	23569
GeneID	23569
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 290-663 di PADI4 umano (NP_036519.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q9UM07
Peso della proteina	74 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante