

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Padi4 Per Wb, Elisa - Q9Um07

Numero articolo: CM0020523



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio targeting PADI4 (proteina-arginina deiminasi di tipo 4). Verificato per WB e ELISA. Reagisce con esseri umani e topi. Utile per studi sul codice istonico, la regolazione della cromatina e le trappole extracellulari dei neutrofili (NETs).

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PADI4 Rabbit pAb
Note/Alias	PAD; PAD4; PDI4; PDI5; PADI5; PADI4
Specie	Umana
ID gene (Umano)	23569
ID gene	23569
Immunogeno	peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 350-450 della PADI4 umana (NP_036519.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Murina
SWISS	Q9UM07
Peso proteico	74kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio