

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Padi4 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Um07

Numero articolo: CM0021229



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-PADI4 di alta qualità, validato per applicazioni Western blot (WB), immunofluorescenza (IF/ICC) ed ELISA. Riconosce la PADI4 umana, murina e di ratto. Adatto per lo studio della citrullinazione, della NETosi e del rimodellamento della cromatina nell'immunologia e nella ricerca sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PADI4 Rabbit pAb
Note/Alias	PAD; PAD4; PDI4; PDI5; PADI5; PADI4
Specie	Umana
GeneID (Umano)	23569
GeneID	23569
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 290-663 della PADI4 umana (NP_036519.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, Murina, Ratto
SWISS	Q9UM07
Peso proteico	74kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio