

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Paep Per Wb, Elisa - P09466

Numero articolo: CM0030995



introduzione

L'anticorpo policlonale coniglio Anti-PAEP di CamelBio rileva la Glicodelina umana (P09466) tramite WB e ELISA. Supporta la ricerca sulla fertilizzazione, l'immunomodulazione e gli studi sui tessuti riproduttivi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PAEP Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	GD; GdA; GdF; GdS; PEP; PAEG; PP14; ZIF-1; PAEP
Specie	Umana
GeneID (Umana)	5047
GeneID	5047
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-180 della PAEP umana (NP_002562.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P09466
Peso proteico	21 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio