


## Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Paf1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N7H5

Numero articolo: CM0009040



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro PAF1 umano (PD2), adatto per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce crociatamente con campioni umani, murini e di ratto. Ideale per lo studio della funzione del complesso PAF1 nella regolazione della trascrizione e nella pluripotenza delle cellule staminali embrionali.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                           |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | mAb PAF1 di coniglio                                                                                                             |
| Note/alias          | PD2; F23149_1; PAF1                                                                                                              |
| Specie              | Umano                                                                                                                            |
| GeneID (umano)      | 54623                                                                                                                            |
| GeneID              | 54623                                                                                                                            |
| Immunogeno          | Peptide sintetico Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di PAF1 umano (NP_061961.2) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                         |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                                                                            |
| Applicazione        | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                 |
| Reattività crociata | Umano, topo, ratto                                                                                                               |
| SWISS               | Q8N7H5                                                                                                                           |
| Peso della proteina | 60 kDa                                                                                                                           |
| Spedizione          | Borsa refrigerante                                                                                                               |