

Anticorpo Monoclonale Anti-Pah Per Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P00439

Numero articolo: CM0002417



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro PAH umana (Fenilalanina-4-idrossilasi). Adatto per WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con PAH di origine umana, murina e ratto. Ideale per ricerche sulla fenilchetonuria e studi di attività enzimatica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PAH Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	PH; PKU; PKU1; PAH
Specie	Uomo
ID genico	5053
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della PAH umana (P00439)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P00439
Peso proteico	52kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio