

Anticorpo Policlonale Anti-Pah Per Wb, Elisa - P00439

Numero articolo: CM0022428



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato alla PAH umana (fenilalanina-4-idrossilasi). Validato per WB ed ELISA, con reattività crociata verso il ratto. Immunogeno proteico ricombinante che copre gli amminoacidi 110-452. Adatto per la ricerca sul metabolismo e sui disturbi genetici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PAH Rabbit pAb
Note/Alias	PH; PKU; PKU1; PAH
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5053
GeneID	5053
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 110-452 della PAH umana (NP_000268.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Ratto
SWISS	P00439
Peso Proteico	52kDa
Spedizione	Sacca refrigerante