

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Pah Per Wb, If/Icc, Elisa - P00439

Numero articolo: CM0016973



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la fenilalanina-4-idrossilasi (PAH). Validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con essere umano, topo e ratto. Adatto per ricerche sul metabolismo della fenilalanina e sulla PKU. Rileva una proteina di ~52kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PAH Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	PH; PKU; PKU1; PAH
Specie	Umana
GeneID (umano)	5053
GeneID	5053
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-290 della PAH umana (NP_000268.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P00439
Peso proteico	52kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio