


Anticorpo Policlonale Anti-Paics Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P22234

Numero articolo: CM0025307



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro PAICS umano (enzima bifunzionale della biosintesi delle purine). Validato per Western blot, immunofluorescenza, immunochimica ed ELISA. Reagisce con mouse e ratto. Ideale per lo studio del metabolismo dei nucleotidi e della biologia del cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PAICS pAb coniglio
Osservazioni/Alias	ADE2, AIRC, PAIS, ADE2H1, PAICSD, PAICS
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	10606
Gene ID	10606
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 176-425 di PAICS umano (NP_001072992.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P22234
Peso proteico	47 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio