

## Anticorpo Policlonale Anti-Paip1 Per Wb, Elisa - Q9H074

Numero articolo: CM0026007



### introduzione

PAIP1 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale validato per WB ed ELISA, in grado di rilevare PAIP1 umano, murino e di ratto. Supporta la ricerca sull'inizio della traduzione e sul turnover dell'mRNA — Q9H074.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | PAIP1 Rabbit pAb                                                                                                            |
| Note/Alias            | PAIP1                                                                                                                       |
| Specie                | Umano                                                                                                                       |
| ID Gene               | 10605                                                                                                                       |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-260 di PAIP1 umano (NP_877590.1) |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                                    |
| Categoria             | Anticorpi Policlonali                                                                                                       |
| Applicazione          | WB, ELISA                                                                                                                   |
| Reattività Incrociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                          |
| SWISS                 | Q9H074                                                                                                                      |
| Peso Proteico         | 54kDa                                                                                                                       |
| Spedizione            | Borsa del ghiaccio                                                                                                          |