


Anti-Pak1 Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q13153

Numero articolo: CM0029234



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PAK1 (Q13153) validato per WB, IHC-P, ELISA; reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per lo studio della dinamica del citoscheletro, della segnalazione cellulare e dell'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PAK1 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	IDDMSSD; p65-PAK; PAKalpha; alpha-PAK; PAK1
Specie	Umano
GeneID (umano)	5058
GeneID	5058
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 200-300 di PAK1 umano (Q13153).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13153
Peso Proteico	61kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio