

Anticorpo Policlonale Anti-Pak1p1 Per Wb, Elisa - Q9Nwt1

Numero articolo: CM0021925

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PAK1IP1, un inibitore della chinasi PAK1 e fattore di biogenesi dei ribosomi. Validato per WB ed ELISA con reattività crociata umana e murina. Adatto per studi di segnalazione nucleolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PAK1IP1 Anticorpo pAb di Coniglio
Osservazioni/Alias	PIP1; MAK11; WDR84; hPIP1; bA421M1.5; PAK1IP1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	55003
GeneID	55003
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-392 di PAK1IP1 umano (NP_060376.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	Q9NWT1
Peso Proteico	44kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio