


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Pak1/Pak2/Pak3 Per Wb, Elisa - Q13153/Q13177/O75914

Numero articolo: CM0020046



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting PAK1, PAK2 e PAK3 (PAKalpha). Validato per WB ed ELISA con reattività nei tessuti umani, del mouse e del ratto. Ideale per lo studio della dinamica del citoscheletro e delle vie di segnalazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PAK1/PAK2/PAK3 Rabbit pAb
Note/Alias	PAKalpha; PAK1/PAK2/PAK3
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5058/5062/5063
ID Gene	5058/5062/5063
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 350-450 di PAK1/PAK2/PAK3 umano (NP_002567.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q13153/Q13177/O75914
Peso proteico	65kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio