

Anticorpo Policlonale Anti-Pak2 Per Wb Ed Elisa - Q13177

Numero articolo: CM0026202



introduzione

Anticorpo Policlonale Rabbito Anti-PAK2 validato per WB ed ELISA. Reagisce con PAK2 umano, murino e ratto (~58 kDa). Ideale per applicazioni di ricerca sulla segnalazione delle chinasi, apoptosi e citoscheletro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PAK2 Rabbit pAb
Note/Alias	KNO2; PAK65; PAKgamma; PAK2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5062
GeneID	5062
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 120-240 di PAK2 umano (NP_002568.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q13177
Peso Proteico	58kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio