

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Pak2 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q13177

Numero articolo: CM0007867



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro PAK2 umano (Q13177), validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce incrociatamente con topo e ratto. Adatto per lo studio della regolazione del citoscheletro, dell'apoptosi e delle vie di proliferazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PAK2 mAb di coniglio
Osservazioni/Alias	KNO2; PAK65; PAKgamma; p58; PAK-2; chinasi S6/H4; PAK2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5062
GeneID	5062
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 1-100 di PAK2 umano (Q13177).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13177
Peso proteico	58kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio