


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Pak3 Per Wb, Ihc-P, Elisa - O75914

Numero articolo: CM0009610



introduzione

PAK3 mAb di coniglio (O75914) convalidato per WB, IHC-P, ELISA; reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca nel campo delle neuroscienze, rivolto alla plasticità sinaptica, alla morfologia delle spine dendritiche e alle vie di segnalazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PAK3 mAb di coniglio
Note/Alias	ARA; bPAK; MRX30; MRX47; OPHN3; PAK-3; XLID30; PAK3beta; beta-PAK; PAK3
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	5063
GeneID	5063
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di PAK3 umano (O75914)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	O75914
Peso proteico	62 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio