


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pak3 Per Wb, If/Icc, Elisa - O75914

Numero articolo: CM0021955



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro PAK3, una serina/treonina chinasi coinvolta nello sviluppo neuronale e nella plasticità sinaptica. Adatto per applicazioni WB, IF/ICC ed ELISA. Riconosce PAK3 di uomo, topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PAK3 Rabbit pAb
Note/Alias	ARA; bPAK; MRX30; MRX47; OPHN3; PAK-3; XLID30; PAK3beta; beta-PAK; PAK3
Specie	Umano
GenelD (Umano)	5063
Immunogeno	Peptide sintetico
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O75914
Peso proteico	62kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio