

Anticorpo Policlonale Anti-Pak4 Da Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - O96013

Numero articolo: CM0015673



introduzione

Anticorpo policlonale da coniglio che riconosce PAK4 (64 kDa) di origine Umana e Murina. Adatto per WB, IF/ICC, ELISA. Ideale per lo studio di PAK4 nella regolazione del citoscheletro, la migrazione cellulare, la proliferazione e la sopravvivenza.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	PAK4 Rabbit pAb
Note/Alias	PAK4
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	10298
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 450-550 della PAK4 umana (NP_005875.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Uomo, Topo
SWISS	O96013
Peso Proteico	64 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio