

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Pak6 Per Wb, Elisa - Q9Nqu5

Numero articolo: CM0030793

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio Anti-PAK6 validato per WB ed ELISA. Rileva PAK6 umana e murina (nota anche come PAK5), una chinasi serina/treonina coinvolta nella regolazione della trascrizione. Espressa selettivamente nel cervello e nei testicoli. Ideale per uso nella ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PAK6 Rabbit pAb
Note/Alias	PAK5; PAK6
Specie	Umano
GeneID (Umano)	56924
GeneID	56924
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-270 della PAK6 umana (NP_064553.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q9NQU5
Peso proteico	75 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio