

Anticorpo Policlonale Anti-Pald1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ule6

Numero articolo: CM0017865

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la PALD1 (paladina) umana, prodotto contro una proteina ricombinante N-terminale. Convalidato per WB, IF/ICC e ELISA in campioni di origine umana, murine e di ratto; rileva la proteina citosolica di ~97 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PALD1 Rabbit pAb
Note/Alias	PALD; KIAA1274; PALD1
Specie	Umana
GeneID (Umana)	27143
GeneID	27143
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 della PALD1 umana (NP_055246.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9ULE6
Peso molecolare proteico	97kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio