


Anticorpo Monoclonale Coniugato Con Coniglio Anti-Palladina Per Wb, Elisa - Q8Wx93

Numero articolo: CM0005210



introduzione

Anticorpo monoclonale anti-Palladina di coniglio per WB ed ELISA. Immunogeno: amminoacidi 1-100 della Palladina umana. Riconosce l'organizzatore del citoscheletro di actina; elevata espressione in prostata, ovaio, colon, rene. Validato per l'uomo. - Q8WX93

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale anti-Palladina di coniglio
Note/Alias	MYN; PNCA1; CGI151; SIH002; CGI-151; Palladina
Specie	Umano
ID Gene	23022
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-100 della Palladina umana (NP_001159582.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q8WX93
Peso Proteico	151kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio