

Anticorpo Policlonale Anti-Pam16 Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q9Y3D7

Numero articolo: CM0030877

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PAM16 umano (TIM16, MAGMAS), validato per Western blot e ELISA; reazione crociata con il topo. Rileva una proteina di 14 kDa; adatto per la ricerca sull'importazione mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PAM16 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	TIM16; MAGMAS; SMDMDM; TIMM16; CGI-136; PAM16
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	51025
Gene ID	51025
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-125 di PAM16 umano (NP_057153.8)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q9Y3D7
Peso proteico	14kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio