


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Pan 14-3-3 Per Wb, If/Icc, Elisa - P27348 / P31946 / P61981 / P62258 / P63104 / Q04917 / P31947

Numero articolo: CM0006354



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità che riconosce tutti e sette gli isoformi umani 14-3-3 (θ , β , γ , ϵ , ζ , η , σ). Validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con campioni umani, di topo e di ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio pan 14-3-3
Osservazioni/Alias	1C5; HS1; 14-3-3; GW128; YWHAA; KCIP-1; HEL-S-1; HEL4; YWHAD; HEL-S-3; POPCHAS; HEL-S-93; 14-3-3-zeta; pan 14-3-3
Specie	Umano
GenelD (Umano)	10971/7529/7532/7531/7534/7533/2810
GenelD	10971/7529/7532/7531/7534/7533/2810
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 umani del pan 14-3-3 umano (NP_006817.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P27348/P31946/P61981/P62258/P63104/Q04917/P31947
Peso Proteico	27kDa/28KDa/29KDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio