


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pan 14-3-3 Per Wb, Elisa - P27348 / P31946 / P61981 / P62258 / P63104 / Q04917 / P31947

Numero articolo: CM0022017



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro pan 14-3-3 (YWHAB, YWHAZ, ecc.), validato per WB ed ELISA. Reagisce crociatamente con uomo, topo, ratto e scimmia verde africana. Ideale per la ricerca sulla segnalazione cellulare e sulla neurodegenerazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pan 14-3-3 Rabbit pAb
Note/alias	YWHA; S1C5; HS1; 14-3-3; pan 14-3-3
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	10971/7529/7532/7531/7534/7533/2810
GeneID	10971/7529/7532/7531/7534/7533/2810
Immunogeno	Proteina ricombinante di pan 14-3-3 umano
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto, scimmia verde africana
SWISS	P27348/P31946/P61981/P62258/P63104/Q04917/P31947
Peso della proteina	27kDa/28kDa
Spedizione	Sacca refrigerante