

Anticorpo Policlonale Anti-Pan Cadherina Per Wb, Ip, Elisa - P12830 / P19022 / P22223 / P55283

Numero articolo: CM0022697



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio CamelBio Pan Cadherina per WB, IP, ELISA in uomo, topo, ratto. Riconosce la regione conservata delle caderine per un ampio utilizzo nella ricerca sull'adesione cellulare e diagnostica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Pan Cadherina Rabbit pAb
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	999/1000/1001/1002
GeneID	999/1000/1001/1002
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 800-882 della pan-caderina umana (NP_004351.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P12830/P19022/P22223/P55283
Spedizione	Sacco di ghiaccio