


Anticorpo Policlonale Anti-Pan-Trk Per Wb E Elisa - P04629/Q16620/Q16288

Numero articolo: CM0021455



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità specifico per pan-Trk umano (NTRK1/2/3), validato per Western blot (WB) e ELISA con reazione crociata nel topo. Ideale per la ricerca sulla segnalazione delle neurotrofine e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pan-Trk Rabbit pAb
Specie	Uomo
ID genico (Uomo)	4914/4915/4916
ID genico	4914/4915/4916
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 697-796 di pan-Trk umano (NP_002520.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reazione crociata	Topo
SWISS	P04629/Q16620/Q16288
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio