


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Pan-Trk Per Wb, Elisa - P04629 / Q16620 / Q16288

Numero articolo: CM0007379



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio pan-Trk validato per applicazioni WB ed ELISA. Rileva i recettori TrkA/B/C umani, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione delle neurotrofine e per studi sulla differenziazione neuronale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio pan-Trk
Specie	Umano
ID Gene	4914, 4915, 4916
Immunogeno	Un peptide sintetizzato derivato dal pan-Trk umano
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P04629, Q16620, Q16288
Spedizione	Sacca di ghiaccio