

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pank2 Per Wb E Elisa - Q9Bz23

Numero articolo: CM0021834



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PANK2 umano, per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Immunogeno: peptide sintetico aa 300-400. Utile per la ricerca sulla sintesi del coenzima A e sulla neurodegenerazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	PANK2 Rabbit pAb
Note / Alias	HSS; HARP; PKAN; NBIA1; C20orf48; PANK2
Specie	Umana
GeneID (Umana)	80025
GeneID	80025
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 300-400 di PANK2 umano (NP_705902.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q9BZ23
Peso proteico	63kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio