


Anticorpo Policlonale Anti-Pannexina-1 Per Wb, Elisa - Q96Rd7

Numero articolo: CM0027498



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato alla Pannexina-1 umana (PANX1), adatto per WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Convalidato per la ricerca sui canali ionici, l'apoptosi e la segnalazione del calcio. Swiss-Prot: Q96RD7.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Pannexina 1 Anticorpo pAb di coniglio
Note/Alias	PX1; MRS1; OOMD7; OZEMA7; UNQ2529; Pannexina 1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	24145
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 50-150 della Pannexina 1 umana (NP_056183.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	Q96RD7
Peso Proteico	48kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio