

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pap Per Wb, Elisa - P51003

Numero articolo: CM0026312



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato alla poli(A) polimerasi alfa umana (PAPOLA/PAP). Validato per Western blot ed ELISA, adatto per lo studio della poliadenilazione dell'mRNA. Ideale per applicazioni diagnostiche e di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PAP Rabbit pAb
Note/Alias	PAP; PAP-alfa
Specie	Umano
GenelD (Umano)	10914
GenelD	10914
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 605-745 della PAP umana (NP_116021.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P51003
Peso Proteico	83kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio